

## Mirage System Technische Systemvoraussetzungen

### Arbeitsstation

- Intel oder AMD System min. 1 GHz Prozessor
- Windows XP SP3, Min. 1 GB Arbeitsspeicher (ohne NOAH), empfohlen 2 GB (mit NOAH)
- Windows VISTA SP2, Min. 2 GB Arbeitsspeicher (ohne NOAH), empfohlen 3 GB (mit NOAH)
- 10 GB verfügbarer Festplattenplatz + 1 GB/NOAH modul.
- CD/DVD-ROM
- Bildschirmauflösung min. 1024x768
- 100 MBit Netzwerkkarte (bei Netzwerkinstallationen)

### Datenbank Server

- Intel oder AMD System min. 2 GHz Dual Core Prozessor
- Windows XP SP2 mit min. 2 GB Arbeitsspeicher (ohne replikation),
- Windows Vista SP2 mit min. 3 GB Arbeitsspeicher (ohne replikation)
- Windows 2003 Server mit min. 2 GB Arbeitsspeicher (ohne replikation), empfohlen 4 GB (mit replikation)
- 40GB verfügbarer Festplattenplatz, 10.000 RPM (RAID 1 Konfiguration empfohlen)
- CD/DVD-ROM
- Sicherheitsmedium (CD-Brenner, DAT-Laufwerk oder ähnliches)
- Bildschirmauflösung min 1024x768
- 100 MBit Netzwerkkarte (1 GBit empfohlen)